



## Engagement "zéro picto" par RCI : Détergent industriel NSF A1



### Présentation

**BIONETOI TOUT** est un détergent de haute sécurité composé de tensioactifs spécifiques, destiné au nettoyage industriel.

Formulé pour décoller et éliminer des surfaces, les salissures de type : graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, encres, encres UV, dépôts divers, etc.

**BIONETOI TOUT** permet le nettoyage de machines-outils, matériel d'impression, chaînes de conditionnement, échangeurs air/air, panneaux routiers, etc.

Il s'utilise pur ou dilué en pulvérisation, circulation, trempage ou bain à ultrasons.

**BIONETOI TOUT** s'utilise également pour dégraisser les systèmes de climatisation ainsi que les corps de chauffe de chaudières à condensation.

### Propriétés

- De pH faiblement alcalin, **BIONETOI TOUT** s'emploie parfaitement sur tous supports, dans le respect de l'environnement, l'hygiène et la sécurité des opérateurs.
- **BIONETOI TOUT** possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques à une protection temporaire.
- Enregistrement NSF A1 (nettoyant général) n°152470 pour un usage en industrie agroalimentaire.

### POINTS FORTS

- NSF A1 n° 152470
- Sans COV
- Efficace même dilué jusqu'à 50 %
- pH 9 à 9.5
- Sans allergène
- Inodore
- Gamme "zéro picto"

### Utilisateurs

Toutes industries.

### Mode d'emploi

Utiliser pur ou dilué de 25 à 50 % dans de l'eau chaude de préférence entre 20 et 45°C.

Pour le nettoyage des encres UV, un nettoyage à froid est préférable.

Pulvériser directement sur la surface à nettoyer.

Laisser agir quelques instants.

Frotter si nécessaire.

Rincer à l'eau claire et essuyer.

Pour une utilisation en bain à ultrasons, effectuer une dilution à 5 %.

Nettoyage des bacs à huile de machines-outils : effectuer une circulation avec une dilution à 10 %.

#### Recommandations :

En cas de contact prolongé (utilisation en bain, sur les métaux sensibles tels que le zinc, le laiton, les alliages d'aluminium), il est recommandé d'effectuer des tests de compatibilité.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 1 L, 5 L et 20 L.

Réf. : BIO22001.

Stocker en emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Ne pas mélanger avec d'autres produits. En cas de projection oculaire, se rincer les yeux abondamment avec de l'eau. Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande.

1703023