

RADICAL

Nettoyant désinfectant pour EPI

Gamme: Produits d'hygiène

Hygiène parfaite des casques en 1 seul geste!











Présentation

Produit prêt à l'emploi, triple action permettant de nettoyer, désinfecter et désodoriser, en une seule opération les EPI ne pouvant pas passer en machine comme les casques ou les masques.

Propriétés

- Les protections intérieures des casques représentent un environnement propice à la prolifération de bactéries et de moisissures, RADICAL propose une solution rapide et efficace de nettoyage et d'assainissement en un seul geste.
- Bactéricide (EN1276 en 5min) et levuricide (EN1650 en 15min).
- RADICAL contient un agent spécifique permettant la neutralisation des odeurs d'humidité, de transpiration ou de tabac, au profit d'une ambiance agréablement parfumée.
- Non agressif pour les structures internes des casques RADICAL est également testé dermatologiquement pour une parfaite tolérance cutanée.

Réglementation: Produit biocide: TP02. Type de produit : AE. **Substances actives:**

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0): 100 g/kg.

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5): 99.50 g/kg.

ACIDE D-GLUCONIQUE, composé avec N, N"-BIS (4-CHLOROPHÉNYL)-3,12-DIIMINO-2,4,11,13-TÉTRAAZATÉTRADÉCANEDI AMIDINE (2:1) (CAS

Composés de L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-14 DIMÉTHYLES, CHLORURES (CAS: 85409-22-9): 0.45 g/kg.

Entreprises de TP, industries, collectivités, prestataires de services, armées, pompiers, livreurs, artisans, loueurs, entreprises de facility management, etc.

Mode d'emploi

Pulvériser directement sur la surface à traiter.

En cas de tâche importante frotter avec un chiffon doux ou une éponge humide.

Laisser sécher sans essuyer.

Ne pas pulvériser sur les zones de visibilité du casque (visière, etc.).

Faire un essai préalable sur une partie peu visible.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Boitier spray de 150 ml. Réf.: RAD32109.

Stocker en emballage d'origine, bien fermé, en locaux tempérés hors humidité et gel.

2306123



- Triple action: nettoie, désinfecte et désodorise
- Bactéricide et levuricide
- Petit format
- Sans gaz propulseur
- Testé dermatologiquement

