

Dégraissante désinfectante base végétale



Présentation

VG TEX est une lingette imprégnée d'une solution nouvelle génération à séchage très rapide, utilisable en dégraissage à froid et en désinfection.

Propriétés

- VG TEX assure une désinfection instantanée de tout les matériels et surfaces sans laisser de résidu nocif.
- Grâce à sa faible tension superficielle et son pouvoir IKB élevé (>250), elle dissout rapidement les graisses, huiles d'origine minérale, végétale, saponifiables ou insaponifiables, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc, etc., sans laisser de résidu après évaporation.
- Exempt de solvants fluorés et/ou chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, HCFC 141b, chlorure de méthylène, éther d'éthylène glycol, solvant pétrolier ou bromé.
- Neutre et sans effet sur les métaux.
- Utilisable sur les aciers, l'aluminium, le cuivre.
- Un test de compatibilité est nécessaire pour valider son utilisation sur les plastiques.
- VG TEX est auto séchante et facilite les opérations immédiates de collage, mise en peinture, décolletage, polissage, ou de maintenance courte sur machines, imprimeries, mécaniques, etc.
- Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

POINTS FORTS

- Lingette imprégnée d'une solution sur base végétale
- Dégraissante
- Bactéricide, fongicide, levuricide et virucide
- Auto séchante
- Neutre, sans résidus nocifs
- Parfum citron vert

Réglementation :

- Bactéricide : NF EN 1040, Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 et Staphylococcus aureus CIP 4.83.

- Virucide : NF EN 14476+A1 - H1N1.

- Fongicide : levuricide NF EN 1275, Aspergillus niger ATCC 16404 et Candida albican ATCC 10231.

TP01 - Hygiène humaine.

TP02 - Désinfectant utilisé dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.

TP04 - Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Utilisateurs

Tous les secteurs nécessitant une hygiène stricte, tels que : l'industrie agroalimentaire, l'industrie électronique, les salles blanches, les structures de soin, les hôpitaux, les entreprises publiques ou privées de transport en commun, les installations publiques, les espaces confinés où la proximité peut engendrer des transmissions microbiennes (bureaux, salles d'attente, commerces, etc...).

Mode d'emploi

Lingette prête à l'emploi, à usage unique.

Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.

Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal.

Passer la lingette sur les surfaces.

Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon. Bien refermer le couvercle après utilisation.

Un essai préalable est recommandé.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Boîtes de 80 lingettes non tissées blanches de 200x240 mm.

Réf. : VGT33755.

Péremption : 8 mois après ouverture.

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.

2012014