


Triple fonction : désinfecte, assainit et désodorise !



Présentation

VIRUFLASH 2 est un bactéricide, fongicide, virucide apte à contrôler tous les problèmes d'infection.

Propriétés

- La technologie aéroporée de **VIRUFLASH 2** permet une répartition rapide et homogène du produit dans les locaux traités.
- Cette action novatrice diminue la prolifération des micro-organismes présents en suspension dans l'air.
- L'équilibre de sa composition et le choix de sa tête de diffusion assurent une pulvérisation sèche sans retombée ou une pulvérisation dirigée pour un assainissement des surfaces.
- L'action de désodorisation de **VIRUFLASH 2** représente un confort unique lié à l'originalité de la formule, laissant une agréable sensation de fraîcheur aussi fine que rémanente.
- **VIRUFLASH 2** assainit tous types de locaux, véhicules, systèmes de traitement de l'air et de climatisation où la destruction des odeurs est nécessaire.
- Efficacité désinfectante BACTERICIDE selon la norme EN 1276, FONGICIDE selon la norme EN 1650 et VIRUCIDE (Hépatite B, VIH, coronavirus, influenza virus) selon la norme EN 14476 (en condition de propreté).
- Efficace sur virus H1N1 (en condition de propreté).
- L'usage du second diffuseur permet un assainissement complet et rapide de toutes les surfaces.

POINTS FORTS

- Bactéricide, fongicide, virucide
- Diffusion simple pour les surfaces
- Diffusion fort débit pour l'atmosphère
- Pulvérisation sèche sans retombée
- Détruit les mauvaises odeurs
- Laisse une atmosphère agréable

Réglementation :

Produit biocide : TP02.

Matières actives :

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0) : 96.00 g/kg.

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS : 64-17-5) : 200.72 g/kg.

COMPOSÉS DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-14 DIMÉTHYLES, CHLORURES (CAS : 85409-22-9) : 0.68 g/kg.

BIPHENYL-2-OL (CAS : 90-43-7) : 0.02 g/kg.

Activités :

Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 min. Condition de saleté.

Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 min. Condition de saleté.

Virucide EN 14476- Temps de contact 5 min. Condition de propreté.

Virucide H1N1 selon EN 14476 - Temps de contact 15 secondes. Condition de propreté.

Utilisateurs

Collectivités, hôpitaux, cliniques, entreprises multi-services, frigoristes, hôtelleries de plein air, centres pénitentiaires, transporteurs, cars de tourisme, ambulanciers, pompes funèbres, salles de sport, gymnases, etc.

Mode d'emploi

Agiter avant emploi.

- Procéder par pulvérisation de 2 à 3 secondes en fonction de la pièce à traiter (diffuseur grand volume), hors présence humaine ou animale.

Diffusion jet brouillard pour les systèmes de climatisation.

Ne pas pulvériser directement sur une source de chaleur ou sur tout autre source d'ignition.

- Changer le diffuseur, pulvériser directement à 20 cm de la surface.

Essuyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Sur les surfaces entrant en contact direct avec les aliments, un rinçage à l'eau est obligatoire.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 500 ml.

Réf. : VIR33721.

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

2306064