

BACTICERT

BACTÉRICIDE-VIRUCIDE-FONGICIDE-SPORICIDE-ALGICIDE ALIMENTAIRE – PRÊT A L'EMPLOI

Grâce aux audits réalisés par Ecocert sur les sites de fabrication, de conditionnement et de distribution, ECOCERT s'assure que les produits labellisés respectent tous les critères du référentiel concerné.



AVANTAGES

- Formulé avec des ingrédients d'origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l'environnement
- Biodégradabilité optimale
- Exempt de composé pétrochimique
- Sans allergène
- Détergent Ecologique contrôlé par ECOCERT.
- L'emballage est 100% recyclable

PRESENTATION

La composition brevetée de **BACTICERT** est sans argent, sans chlore, sans aldéhyde, sans alcool et sans formol. Solution désinfectante non moussante, **BACTICERT** élimine les odeurs de la prolifération bactérienne et détruit les biofilms. Après utilisation, les principes actifs contenus dans **BACTICERT** se dénaturent en eau et en oxygène, ne laissant aucun résidu sur les surfaces ou dans l'air, ce qui en fait l'antimicrobien idéal pour une utilisation quotidienne.

BACTICERT ne nécessite ni rinçage* ni essuyage.

Plus la température est élevée, plus le produit est actif. **BACTICERT** résiste à des températures supérieures à 40 °C.

QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement, **BACTICERT** permet de valoriser les démarches 14001 et 18001.

Non concerné par le tableau des maladies professionnelles, il respecte les utilisateurs et l'environnement.

Etiquetage substances biocides selon 98/8/CE :

Peroxyde d'hydrogène : 45 g / kg

Acide peracétique : 0,4 g / kg

**Dans le cas d'une utilisation en milieu alimentaire, le rinçage est obligatoire.*

PROPRIETES

BACTICERT est conforme à la directive Biocide CE 1048/2005 ainsi qu'aux normes : Bactéricide (EN 1 040) / Virucide (NFT 72 180) / Sporicide (NFT 72 231) / Fongicide (EN 1275).

Efficacité testée :

Bactéricide NFT 72-151 : 5 minutes (Pseudomonas Aërogenosa, Eschérichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae).

Fongicide EN 1275 : 15 minutes (Aspergillus niger, Candida albicans)

Sporicide NFT 72-231 : 1 heure (Bacillus cereus, Bacillus subtilis avr. Niger, Clostridium sporogènes)

Virucide NFT 72-180 : 15 minutes (Adénovirus type 5, Enterovirus polio 1, Orthopoxvirus de la vaccine)

Virucide selon NF EN14476 sur le virus H1N1 temps de contact 60 minutes. Efficace également sur le Prion selon les préconisations de la liste autorisée 2001- Groupe 2.

BACTICERT est conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

UTILISATION

Tous les domaines où la désinfection est nécessaire et contrôlée :

* Collectivité, hôtellerie.

* Industries, climatisation et traitement de l'air.

MODE D'EMPLOI

Utiliser sur toutes surfaces non oxydables.

Prêt à l'emploi, le produit s'utilise en pulvérisation, en trempage ou en brumisation.

Pulvériser uniformément **BACTICERT** sur toute la surface à traiter. Laisser agir. Rincer* puis essuyer si nécessaire.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE et D'EMPLOI

Stable 12 mois après ouverture. Craint le gel. A conserver hors de la portée des enfants. Stocker en emballages d'origine. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

1201092