



SANITEX

LINGETTE NETTOYANTE ASSAINISSANTE

UTILISATEURS

Industries agroalimentaires, collectivités, professions de santé et de secours, restauration, écoles, dépanneurs, etc.

PROPRIETES

- Lingette en non tissée à usage unique imprégnée d'une solution active puissante pour la désinfection des surfaces et des ustensiles (plans de travail, matériel de conditionnement, de découpe et à usage commun).
- Tout particulièrement utilisé en industrie agroalimentaire ou environnement alimentaire, SANITEX, par simple essuyage, nettoie et réduit significativement le nombre de micro-organismes.
- Prêt à l'emploi, SANITEX est présenté en seau distributeur peu encombrant de 200 lingettes.
- L'activité microbienne de la solution d'imprégnation répond aux normes EN1040, NFT72171 (bactéricide), NFT72201 (fongicide), EN 1275 candida albican en 15 minutes.
- Solution d'imprégnation homologuée par le Ministère de l'Agriculture sous le numéro 9000545.

MODE D'EMPLOI

Positionner la lingette dans l'opercule du couvercle, tirer jusqu'à la prédécoupe.

Séparer d'un mouvement sec. Frotter la lingette sur les surfaces ou objets à désinfecter pendant 30 secondes. Laisser sécher à l'air libre.

Pour toute surface en contact avec les aliments, rincer à l'eau claire après avoir respecté un temps de contact de 5 minutes. Bien refermer la boîte après usage.

Composition : solution d'imprégnation des lingettes : alcool isopropylique, ammonium quaternaire, sequestrants.

SECURITE D'EMPLOI

Inflammable.

Ne pas appliquer sur la peau, port de gants conseillé. Irritant pour les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec les yeux ou les muqueuses, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballage d'origine, bien fermé, à l'abri de la chaleur.

Après ouverture de la boîte, utiliser dans le mois suivant.

OBSERVATION

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, sauf plexiglas, un essai préalable est conseillé.

0102271