

## Grille désodorisante **ODORFRESH**

Hygiène, traitement de l'odeur

*Création d'une ambiance exotique dans un lieu commun.*



### Présentation

Désodorisant solide avec système de fixation réutilisable.  
Facile à installer et facile à renouveler  
Longue durée pouvant aller jusqu'à 60 jours.

### Points forts

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Facile et pratique à mettre en place | <input checked="" type="checkbox"/> Désodorisation longue durée jusqu'à 60 jours |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plastique recyclé et recyclable      | <input checked="" type="checkbox"/> Design discret                               |

### Propriétés

- Matériau exclusif avec parfum diffusé progressivement.
- Action longue durée pouvant aller jusqu'à 60 jours, ODOFRESH désodorise durablement et libère dix fois moins de composés organiques volatils (COV) que la majorité des aérosols.
- Plastique EVA recyclé et 100% recyclable.
- Design en forme de goutte qui s'intègre à tout décor de sanitaires, de bureau ou de vestiaire.
- Emballage unitaire en cellophane fournissant une barrière à l'évaporation des fragrances pendant le transport et le stockage.

### Mode d'emploi

Installer le SUPPORT ODORFRESH sur une surface lisse grâce à son scotch double face fourni.

Une installation à proximité d'un mouvement d'air favorise la diffusion des fragrances.

Déballer la grille ODORFRESH de son emballage et la placer immédiatement sur son support.

La désodorisation commence immédiatement.

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** ODO32014

**Aspect :** Solide

**Couleur :** Orange

**Odeur :** Fruit tropical

### Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** Carton de 6 pièces

**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

**Température de stockage :** Température ambiante

**Durée de stockage conseillée :** 24 mois